

Application envisagée

Couche d'huile à utiliser dans ICSI et / ou de cultures de gamètes et des embryons dans l'incubateur, ou pendant les manipulations en-dehors de l'incubateur.

Composants

Huile de paraffine légère

Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Densité | 0,82-0.88 g/ml |
| Niveaux d'endotoxine | <0,1 EU/ml |
| Niveaux de peroxyde | <0,02 mEq/kg |
| Survivance de la sperme après 18 heures | >85% |
| Le bouteilles et bouchons sont soumis à un test MEA | >80 % de développement au stade du blastocyste en 5 jours. |

Conservation et Stabilité

Conservé entre 2 et 40 °C, et éviter les températures en-dehors de cette plage. Dans ces conditions, NidOil™ a une durée de conservation de 24 mois. La date d'expiration est indiquée sur les flacons et les cartons.

Ouvrir et fermer les flacons dans des conditions d'asepsie. Après ouverture, conserver entre 2 et 8 °C les flacons non utilisés. La durée de conservation sur l'étiquette est valable lorsque le produit est conservé conformément aux recommandations du fabricant.

Aucun antibiotique, additif instable ou conservateur n'a été ajouté par le fabricant à NidOil™.

Mode d'emploi

Incuber à 37°C dans la nuit 5-6% de CO₂, avant utilisation.

Précautions et Avertissements

- Appliquer toujours des procédures aseptiques.
- Nettoyer les pertes accidentelles à l'aide d'un chiffon ou d'un papier humide. NidOil™ rend les sols et les paillasses extrêmement glissants.
- NidOil™ est combustible et doit pas être utilisé à proximité d'une flamme nue. Une fiche de données de sécurité peut être obtenue auprès du distributeur ou du fabricant (voir nidacon.com)
- Ne pas utiliser de solution montrant une contamination bactérienne. Ou si bouchon vient accidentellement en contact avec les surfaces non stériles.
- Ne pas utiliser le contenu si le sceau prouvant l'intégrité est brisé.
- Ne pas réutiliser.
- La Federal Law des Etats-Unis restreint la vente de ce dispositif aux médecins ou sur ordonnance.
- Vérifier la légalité de l'utilisation des produits des techniques de reproduction assistée dans votre pays.

Commandes

| Volume | N° article |
|--------|------------|
| 100 ml | NQ-100 |
| 300 ml | NQ-300 |

Pour de plus amples informations ou une aide, contactez votre distributeur ou le fabricant.



www.nidacon.com



le fabricant:
 Nidacon, Flöjelbergsgatan 16 B, SE-431 37 Mölndal, Sweden
 Tel: +46-31-703 06 30, Fax: +46-31-40 54 15
 E-mail: contact@nidacon.com, www.nidacon.com

