

PRODUIT BIOCIDÉ OOSAFE® – DESINFECTANT EMBRYOTESTE POUR LES SOLS DES LABORATOIRES



Sans alcool, Oosafe® permet une désinfection des sols des laboratoires de FIV. Bactéricide, fongicide (candida...), algicide, et sélectivement virucide (produit embryotesté).

Bonne compatibilité avec la peau et ne tâche pas. Il est compatible avec le métal, caoutchouc, plastique et bois. Il dissout les tâches de sang séchées, et ne contient pas d'ingrédients volatiles hautement toxiques donc il peut être utilisé dans des laboratoires fermés qui ne sont pas suffisamment ventilés.

Le spray Oosafe® possède un bouchon étanche pour une sécurité supplémentaire. Chaque lot est embryo-testé.

COMPOSANTS ACTIFS DE L'OOSAFE®

////////////////////////////////////
- Poly (oxy-1,2-ethandyl), alpha[2-(didecyl-
methylammonio)ethyl]-omega-hydroxy-
propanoat (salt) (CAS:94667-33-1).

Ne contient pas de de DDAC (Didecyl
Dimethyl Ammonium Chloride).

CONDITIONNEMENT

////////////////////////////////////

Bidon de 2 litres **Réf. OODSF-02000**

CONSIGNES D'UTILISATION

////////////////////////////////////
Diluer l'OOSAFE avec 1 :100 d'eau avant
utilisation et attendre 15 minutes après
application. Si il est utilisé pour les sols de
laboratoire, rincer le sol 15 minutes après
application sinon il peut être glissant.

DUREE DE CONSERVATION

////////////////////////////////////
3ans.
Peut être utilisé jusqu'à la date d'expiration
après ouverture de la bouteille.

ETUDES SUR OOSAFE®

////////////////////////////////////
« Human sperm survival bioassay to
examine toxicity of a new clinical laboratory
equipment disinfectant »

Tien-cheng "Arthur Chang, PhD, ELD, Carlton A.
Eddy, PhD, Ethan S. Jacoby, BA, Mario O. de la
Pena, BS, Robert G. Brzski, MD, PhD and Robert S.
Schenken, MD
Department of Obstetrics and Gynecology, University
of Texas Health Science Center, San Antonio, TX
78229

"Changing old trends in IVF laboratory
cleaning and disinfection"
Study done by : William Lee, Emma .Lingham, Dr Jim
Catt, Dr Sally Catt & Dr Mulyoto Pangestu
Department of Obstetrics and Gynaecology
Education Centre of Reproduction and Development.

Utilisez les biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.



4 bis Quai Jean-Jacques Rousseau
69350 La Mulatière
Tel. 04.72.98.04.84 / Fax : 04.72.98.31.48

