

PRODUIT BIOCIDÉ OOSAFE® – DESINFECTANT EMBRYOTESTE POUR LES MAINS



Sans alcool, Oosafe® permet une désinfection des mains. Il est prêt à l'emploi, est adapté à un usage fréquent, et ne tâche pas. Il neutralise les bactéries, n'assèche pas la peau, bonne compatibilité avec la peau. Son odeur est neutre. Chaque lot est embryo-testé.

COMPOSANTS ACTIFS DE L'OOSAFE®

////////////////////////////////////
- Quaternary ammonium compounds,
Benzyl-Alkyldimethyl chloride 1.3mg/g.

Ne contient pas de de DDAC (Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride).

CONDITIONNEMENT

////////////////////////////////////

Bidon de 500ml **Ref. OODHP-0500**
(Avec pompe)

CONSIGNES D'UTILISATION

////////////////////////////////////
Se frotter les mains avec 3ml de désinfectant pendant au moins 30 secondes jusqu'à ce que les mains soient sèches.

DUREE DE CONSERVATION

////////////////////////////////////

3 ans.
Peut être utilisé jusqu'à la date d'expiration après ouverture de la bouteille.

ETUDES SUR OOSAFE®

////////////////////////////////////

« Human sperm survival bioassay to examine toxicity of a new clinical laboratory equipment disinfectant »

Tien-cheng "Arthur Chang, PhD, ELD, Carlton A. Eddy, PhD, Ethan S. Jacoby, BA, Mario O. de la Pena, BS, Robert G. Brzski, MD, PhD and Robert S. Schenken, MD

Department of Obstetrics and Gynecology, University of Texas Health Science Center, San Antonio, TX 78229

“Changing old trends in IVF laboratory cleaning and disinfection”

Study done by : William Lee, Emma .Lingham, Dr Jim Catt, Dr Sally Catt & Dr Mulyoto Pangestu
Department of Obstretics and Gynaecology
Education Centre of Reproduction and Development.

Utilisez les biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.



4 bis Quai Jean-Jacques Rousseau
69350 La Mulatière
Tel. 04.72.98.04.84 / Fax : 04.72.98.31.48

