

Hotte FertiSafe® pour fiv

Esco Medical

1




3



4



2



4



1. Hotte FertiSafe® pour FIV (flux vertical)

- Flux vertical
- 9 zones de chauffage indépendantes (+ 1 platine chauffée)
- Possibilité de moduler ou d'arrêter le chauffage par zone
- Ecran couleur tactile
- Contrôle permanent du flux
- Gazage intégré
- Faible volume sonore
- Piétement à roulette en option (Sauf MAW-6D_MP)
- Piétement réglable en hauteur en option (711/864 mm)

2. Sonde vitesse de flux





3. (en option) Chambres d'incubation Miri Esco® intégrés

4. Ecran tactile

L'écran tactile est un PC Windows complètement fonctionnel, avec port USB et Wifi

Caractéristiques générales

Esco Medical

CARACTÉRISTIQUES	MAW-4D	MAW-6D	MAW-6D_DUAL	MAW-6D_MP
APERÇU				
SURFACE DE TRAVAIL (LXPXH)	1260 x 500 x 710 mm	1870 x 500 x 710 mm		1870 x 490 x 780 mm
DIMENSIONS EXTERNES SANS PIÈTEMENT (LXPXH)	1340 x 640 x 1300 mm	1950 x 640 X 1300 mm		1950 x 647 x 1360 mm
DIMENSIONS EXTERNES AVEC PIÈTEMENT (LXPXH)	1340 x 640 x 2160 mm	1950 x 640 x 2160 mm		1950 x 647 x 2220 mm
VITESSE DE FLUX LAMINAIRE	Moyenne de 0,21m/s (± 20%)			
EFFICACITÉ DU FILTRE HEPA	> 99,999 % pour les particules entre 0,1 à 0,3 microns par IEST-RP-CC001.3 / H14 par EN 1822			
PRÉFILTRES	Fibres de polyester non lavables et jetables avec une résistance de 85 % / niveau EU 3			
NIVEAU SONORE	47 dB	52 dB		
SYSTÈME DE CHAUFFE	Chauffage électrique 9+1 zones		Chauffage électrique 2 x (9+1 zones)	Chauffage électrique 9+1 zones
SYSTÈME D'HUMIDIFICATION INTÉGRÉ	1	1	2	1
SYSTÈME DE SURVEILLANCE AVEC ENREGISTREUR DE DONNÉES	1	1	2	1
SOURCE LUMINEUSE	1	1	2	1
LOUPE (Marques compatibles: Olympus, Nikon, Zeiss, Leica, ESCO)	- 1 loupe binoculaire		- 2 loupes binoculaires	- 1 loupe et 1 microscope inversé
PIÈTEMENTS HAUTEUR: 711 OU 864 MM	- Avec roulettes - Sur pieds			- Sur pieds

JCD Laboratoires