



**VITROMED**  
Germany

## MICROPIPETTES

POUR LA MICROMANIPULATION DES  
GAMETES HUMAINS



### V-ICSIPET

## Pipettes injection et contention

### CARACTERISTIQUES

Qualité supérieure - capillaire en verre borosilicate

**Pipette injection** – Angle : 20° - 30° - 35°

*Diamètre intérieur : 4.5µm*

*Diamètre extérieur : 6 / 7 µm*

**Pipette contention** – Angle : 20° - 30° - 35°

*Diamètre intérieur : 20µm*

*Diamètre extérieur : 120µm*

Conçu pour éviter tout dommage à l'ovocyte pendant la manipulation


Usage unique

Boîte de 10

CE

Emballage individuel

Stérilisation gamma – Testé MEA - LAL - HSSA



**JCD**  
LABORATOIRES

